



FACEBALLOON


KIT CÂNULAS PARA NERVO TRIGÊMEO

REGISTRO ANVISA 10309310051

O kit foi desenvolvido para auxiliar o cirurgião na compressão do nervo trigêmeo. O procedimento consiste em acessar o nervo trigêmeo com a(s) cânula(s) e mandril(is) e, por meio do balão inflável, comprimir temporariamente o nervo. A escolha de qual(is) cânula(s) e mandril(is) utilizar é de responsabilidade do médico. Se necessário, pode realizar também a punção do nervo durante o procedimento.


VANTAGENS

- 1** PROCEDIMENTO MINIMAMENTE INVASIVO
- 2** FÁCIL MANIPULAÇÃO
- 3** SEGURANÇA NO PROCEDIMENTO
- 4** ALÍVIO DA DOR



BALÃO INFLÁVEL

KIT ESTÉRIL/DESCARTÁVEL





FACEBALLON KIT CÂNULAS PARA NERVO TRIGÊMEO

O Kit FACEBALLON permite a realização de um procedimento cirúrgico minimamente invasivo com fácil manipulação das cânulas, mandris e cateter balão, o que concede segurança ao procedimento cirúrgico.

KIT CIRÚRGICO ESTÉRIL DE USO ÚNICO COMPOSTO POR:

- 01 - MANDRIL Ø1.5 MM COM PONTA FACETADA;
- 01 - MANDRIL Ø1.5 MM COM PONTA REDONDA;
- 01 - CÂNULA GUIA Ø2.1 MM PARA MANDRIL;
- 01 - BOTÃO PARA FIO PUNÇÃO Ø1.5 MM;
- 01 - FIO PUNÇÃO Ø1.5 MM;
- 01 - BUCHA LIMITADORA COM TRAVA;
- 01 - INJETOR DE 01 ML COM CONEXÃO LUER SLIP;
- 01 - AGULHA 22G 1" (0.70 X 25 MM) COM CONEXÃO LUER SLIP;
- 01 - CATETER BALÃO 9 X 800 MM PARA TRIGÊMEO.



CÂNULAS, MANDRIS
E CATETER BALÃO



FABRICANTE: MICRODENT

DISTRIBUIDORA AUTORIZADA

