

# BIOPSVERTY

COM PINÇA NICOLA

REGISTRO ANVISA 10309310031

CONJUNTO PARA  
BIÓPSIA VERTEBRAL  
COM PINÇA NICOLA

Configuração Única  
para Biópsia Vertebral  
com Pinça para  
Tecidos Moles



 JV Medic<sup>®</sup>



# BIOPSVERTY

COM PINÇA NICOLA

CONJUNTO ESTÉRIL / DESCARTÁVEL

CONJUNTO PARA BIÓPSIA VERTEBRAL  
COM PINÇA NICOLA

## A ESCOLHA MAIS SEGURA

Criamos o mais eficiente e seguro conjunto de instrumentais para o procedimento de Biópsia Vertebral.

Nosso Kit Cirúrgico é desenvolvido com a melhor matéria prima, mão de obra especializada e equipamentos de última geração.



Incluso Pinça Nicola 185 x 3 mm



Produto Certificado BPF

REGISTRO ANVISA 10309310031



## PRECISÃO EM CADA ETAPA

---

Uma técnica simples e intuitiva aliada a equipamentos confiáveis e precisos resulta em um procedimento minimamente invasivo, rápido e eficiente.

Desenvolvido para coleta de tecidos moles

---



Pinça Nicola Ponta Biópsia 185 x 3 mm

---



Moderno e funcional


---



## TECNOLOGIA E CONFIANÇA

Para complementar nosso sistema de instrumentais fomos buscar a melhor tecnologia hospitalar para o conjunto cirúrgico.

- Configuração única e exclusiva de uma pinça minimamente invasiva para coleta de tecidos moles.



Procedimento minimamente invasivo

### KIT CIRÚRGICO ESTÉRIL DE USO ÚNICO COMPOSTO POR:

- 01 - PUNÇÃO INICIADORA COM CABO METÁLICO;
- 01 - CÂNULA DE TRABALHO COM CABO METÁLICO;
- 01 - CÂNULA PARA EXPANSÃO COM CABO METÁLICO;
- 01 - CÂNULA EXTRATORA COM PONTA RETRÁTIL E CABO METÁLICO;
- 01 - CONECTOR PARA IMPACTO;
- 01 - PINÇA NICOLA PONTA BIÓPSIA 185 X 3 MM;**
- 01 - MANUAL DO USUÁRIO (INSTRUÇÕES DE USO).

*Junte-se a nós, e seja um distribuidor JV Medic.*



Kit completo com sistema de coleta via trefina

# CONJUNTO PARA BIÓPSIA VERTEBRAL COM PINÇA NICOLA

CONJUNTO ESTÉRIL / DESCARTÁVEL



Detalhe das pontas



ACABAMENTO  
EM ALUMÍNIO  
ANODIZADO



Produzido em alumínio anodizado



Imagem ampliada da ponta coletora

Pinça minimamente invasiva para coleta de tecidos moles



## CENTRAL DE VENDAS

TELS.: (11) 2087-4010 / 2409-4666

CONHEÇA NOSSA  
LINHA COMPLETA DE KITS CIRÚRGICOS E BIOMATERIAIS



REVENDEDOR AUTORIZADO

[www.jvmedic.com.br](http://www.jvmedic.com.br)