



CIFOPLASTIA
ALUMINUM

CONJUNTO ESTÉRIL / DESCARTÁVEL

 **JV Medic**[®]

CIFOPLASTIA ALUMINUM

CONJUNTO ESTÉRIL / DESCARTÁVEL

A ESCOLHA MAIS SEGURA

Criamos o mais eficiente e seguro conjunto de instrumentais para o procedimento de Cifoplastia. Nosso Kit Cirúrgico é desenvolvido com a melhor matéria prima, mão de obra especializada e equipamentos de última geração.



Produto Certificado BPF

REGISTRO ANVISA 10309310039




PRECISÃO EM CADA ETAPA

Uma técnica simples e intuitiva aliada a equipamentos confiáveis e precisos resulta em um procedimento minimamente invasivo, rápido e eficiente.



Acabamento em alumínio anodizado



Inclusa agulha Biopsy



Balão importado



Insuflador Digital

CIFOPLASTIA ALUMINUM

CONJUNTO ESTÉRIL / DESCARTÁVEL



Detalhe das pontas



Produzido em alumínio anodizado



Conjunto estéril/descartável - uso único



TECNOLOGIA E CONFIANÇA

Para complementar nosso sistema de instrumentais fomos buscar a melhor tecnologia hospitalar para o conjunto cirúrgico.

- Insufladores - *Merit Medical*
- Balões Cirúrgicos - *Edwards*



Procedimento minimamente invasivo



Recomendamos o cimento cirúrgico Vert-Maxx

KIT CIRÚRGICO ESTÉRIL DE USO ÚNICO COMPOSTO POR:

- 02 - FIOS GUIA 1.5 X 220 MM;
- 02 - BROCAS PARA ACESSO VERTEBRAL COM CABO METÁLICO;
- 06 - CÂNULAS APLICADORAS DE CIMENTO ÓSSEO COM CABO METÁLICO;
- 02 - CÂNULAS EXPANSORAS DE TRABALHO COM CABO METÁLICO;
- 02 - CÂNULAS INICIADORAS DE ACESSO PERCUTÂNEO COM CABO METÁLICO;
- 01 - CÂNULA EXTRATORA MENOR COM PONTA RETRÁTIL E CABO METÁLICO;
- 03 - INJETORES DE 10 ML EM POLÍMERO COM CONEXÃO LUER LOCK;
- 01 - INJETOR DE 20 ML EM POLÍMERO COM CONEXÃO LUER LOCK;
- 01 - CUBA EM POLÍMERO;
- 01 - ESPÁTULA EM POLÍMERO;
- 02 - CONECTORES 3 VIAS LUER LOCK;
- 02 - INSUFLADORES DE BALÃO PARA CIFOPLASTIA;
- 02 - BALÕES PARA CIFOPLASTIA 10 MM, 15MM OU 20MM;
- 01 - MANUAL DO USUÁRIO (INSTRUÇÕES DE USO).

DISPONÍVEL NAS CONFIGURAÇÕES BILATERAL E UNILATERAL.





CENTRAL DE VENDAS

TELS.: (11) 2087-4010 / 2409-4666

CONHEÇA NOSSA
LINHA COMPLETA DE KITS CIRÚRGICOS E BIOMATERIAIS



REVENDEDOR AUTORIZADO