



BIOPSNEURO CONJUNTO PARA BIÓPSIA CEREBRAL



INCLUSO NO KIT


- ACOMPANHAM PARAFUSOS ESTÉREIS PARA O ARCO ESTEREOTÁXICO



REGISTRO ANVISA 10309310035

Kit de cânulas para procedimento cirúrgico minimamente invasivo de biópsia cerebral via estereotaxia para obtenção e coleta de material.

KIT ESTÉRIL/DESCARTÁVEL



VANTAGENS

- PROCEDIMENTO MINIMAMENTE INVASIVO
- COLETA DE MELHOR QUALIDADE AO PATOLOGISTA
- SEGURANÇA NO PROCEDIMENTO
- FÁCIL E INTUITIVA MANIPULAÇÃO DAS CÂNULAS

COMPATÍVEL

- COMPATÍVEL COM OS PRINCIPAIS ARCOS DO MERCADO

ESTÉRIL
PRODUTO MÉDICO
DE USO ÚNICO.
DESCARTAR
APÓS O USO.



BIOPSNEURO CONJUNTO PARA BIÓPSIA CEREBRAL

KIT CIRÚRGICO ESTÉRIL DE USO ÚNICO COMPOSTO POR:

- 01 - CÂNULA DE TRABALHO BIOPSNEURO COM JANELA**
(OPÇÕES DE 5, 8 OU 10 MM);
- 01 - CÂNULA DE CORTE BIOPSNEURO COM JANELA**
(OPÇÕES DE 5, 8 OU 10 MM);
- 01 - TRAVA PARA CÂNULA;**
- 01 - SUPORTE MAIOR;**
- 01 - SUPORTE MENOR;**
- 02 - BUCHAS GUIA MENOR;**
- 01 - BUCHA GUIA MAIOR COM TRAVA;**
- 01 - PARAFUSO ESTEREOTÁXICO PEQUENO;**
- 04 - PARAFUSOS ESTEREOTÁXICO MÉDIO;**
- 04 - PARAFUSOS ESTEREOTÁXICO GRANDE;**
- 01 - INJETOR DE 05 ML EM POLÍMERO COM CONECTOR LUER LOCK;**
- 01 - PROLONGADOR COM CONEXÃO LUER LOCK;**



ATENÇÃO: ESSE PRODUTO NÃO ACOMPANHA MATERIAL IMPLANTÁVEL E/OU ARCO ESTEREOTÁXICO.

FABRICANTE: MICRODENT

DISTRIBUIDORA AUTORIZADA

