



VERTYFIX CONJUNTO PARA VERTEBROPLASTIA

REGISTRO ANVISA 10309310053

O conjunto destinado a tratar fraturas na coluna vertebral e patologias relacionadas à osteoporose, ocorre com a injeção de cimento acrílico no interior da vértebra, através de um procedimento minimamente invasivo, melhorando a dor e a capacidade funcional.



VANTAGENS

- 1 PROCEDIMENTO MINIMAMENTE INVASIVO
- 2 FÁCIL MANIPULAÇÃO DOS INSTRUMENTOS
- 3 CONJUNTO CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO
- 4 TÉCNICA CIRÚRGICA BASTANTE DIFUNDA E SEGURA

KIT ESTÉRIL/DESCARTÁVEL



DETALHE DAS
PONTAS





VERTYFIX CONJUNTO PARA VERTEBROPLASTIA

O Kit VERTYFIX é recomendado para uso com o Cimento Cirúrgico VERT-MAXX



KIT CIRÚRGICO ESTÉRIL DE USO ÚNICO COMPOSTO POR:

- 01 - PISTOLA APLICADORA DE CIMENTO;
- 01 - CÂNULA Ø3.0 X 150 MM PARA INJEÇÃO;
- 01 - FIO Ø2.4 X 150 MM PARA GUIAR E PUNCIONAR;
- 01 - ADAPTADOR PARA SUÇÃO COM CONEXÃO LUER LOCK M;
- 01 - TUBO EXTENSOR COM CONEXÃO LUER LOCK M-F;
- 01 - CUBA EM POLÍMERO;
- 01 - ESPÁTULA EM POLÍMERO;
- 01 - MANUAL DO USUÁRIO (INSTRUÇÕES DE USO).

*Não acompanha cimento.
Produto vendido separadamente.

DISTRIBUIDORA AUTORIZADA

