



BIOPSVERTY KIT CÂNULAS PARA BIÓPSIA VERTEBRAL


REGISTRO ANVISA 10309310028

Moderno e funcional sistema para Biópsia Vertebral. Sistema de cabos desenvolvidos em alumínio com acabamento sofisticado, embalados em blister de dupla proteção. Equipados com uma moderna lâmina de coleta de material. Instrumento leve, ergonômico e de alta performance.

DETALHE DAS PONTAS



KIT ESTÉRIL/DESCARTÁVEL





BIOPSVERTY KIT CÂNULAS PARA BIÓPSIA VERTEBRAL

KIT CIRÚRGICO ESTÉRIL DE USO ÚNICO COMPOSTO POR:

- 1- PUNÇÃO INICIADORA C/ CABO METÁLICO**
COMPRIMENTO DA PONTA ATIVA 210mm
COMPRIMENTO TOTAL (PONTA ATIVA + CABO) 246mm
- 1- CÂNULA DE TRABALHO C/ CABO METÁLICO**
COMPRIMENTO DA PONTA ATIVA 158mm
COMPRIMENTO TOTAL (PONTA ATIVA + CABO) 192mm
- 1- CÂNULA PARA EXPANSÃO C/ CABO METÁLICO**
COMPRIMENTO DA PONTA ATIVA 121mm
COMPRIMENTO TOTAL (PONTA ATIVA + CABO) 155mm
- 1- CÂNULA EXTRATORA C/ PONTA RETRÁTIL E CABO METÁLICO**
COMPRIMENTO DA PONTA ATIVA 188mm
COMPRIMENTO TOTAL (PONTA ATIVA + CABO) 231mm
- 1- CONECTOR PARA IMPACTO**



DETALHE DAS PONTAS



KIT ESTÉRIL/DESCARTÁVEL

FABRICANTE: MICRODENT

DISTRIBUIDORA AUTORIZADA

